Produktinformation

ThermoBoot - Standard, schwarz, L/XL

Art-Nr.: ZA-E2730.L-XL / GTIN: 8056151900975 / Marke: Zandona (Protect your Passion)



182,70CHF

inkl. 8,1% USt. zzgl. Versand

Lieferung **Mo. 09. Nov. - Di. 10. Nov. 2026**

Grösse Gamaschen / Glocken:	L/XL
Farbe:	schwarz

THERMOBOOT ist ein spezielle, entspannende Gamasche aus der Zandona Therapeutic Linie, die speziell für die bequeme Anwendung von Kälte-/Wärmetherapien direkt an Sehnen und Gelenken des Pferdes entwickelt wurde.
Der THERMOBOOT besteht aus Neopren mit einer Aluminium-Thermobeschichtung auf der Innenseite, um besser zu isolieren und den Kälte-/Wärmeeffekt zu verlängern. Außerdem ist er mit einem 3D-Mesh-Futter ausgestattet, das die Haut des Pferdes vor Verbrennungen schützt und eine optimale Übertragung von Kälte/Wärme ermöglicht. Die einzigartige Form des THERMOBOOT wurde entwickelt, um Stabilität und Komfort während des Gebrauchs zu gewährleisten und den optimalen Kontakt mit Sehnen und Gelenken zu fördern. Das starke Verschlusssystem sorgt für perfekten Halt am Bein und die "Easy-Pull"-Lasche erleichtert und beschleunigt das sichere Ausziehen des Stiefels.

Produktinformation

Die regelmäßige Anwendung des THERMOBOOT für kurze Zeit (20-30 Minuten) nach intensivem Sport kann dazu beitragen, kleine Verletzungen und/oder Traumata an Bändern, Sehnen und Gelenken zu verhindern und lokale Schwellungen, Wärme und Schmerzen zu reduzieren. Der THERMOBOOT kann sowohl an den Vorder- als auch an den Hinterbeinen getragen werden.
Enthält zwei spezielle Gel-Packs (einen für jede Gamasche).

KÄLTETHERAPIE: Die Kältetherapie kann als tägliche Behandlung für dein Pferd eingesetzt werden. Bei intensiver Bewegung kann es zu Mikrotraumata an Kapillaren, Sehnen und Bändern kommen. Die anschließende Hyperämie kann anhalten und entzündungsfördernd wirken. Die Kältetherapie bewirkt eine Gefäßverengung, reduziert die proteolytische Enzymaktivität, verringert den Zustrom von Entzündungsmediatoren und Toxinen und sorgt für eine Schmerzlinderung, um die Durchblutung nach dem Training wiederherzustellen. Je früher die Temperatur der Sehnen nach dem Training gesenkt werden kann, desto besser. THERMOBOOT kann auch bei der Behandlung von Hämatomen, Verstauchungen, Verletzungen, Zerrungen, Bändern und Sehnenschäden bei Pferden helfen. Bei schweren Verletzungen, bei denen es zu einer Überdehnung des Fesselgelenks gekommen ist, ist eine Eistherapie erforderlich und du kannst THERMOBOOT in 20-30minütigen Sitzungen 4 oder mehr Mal am Tag anwenden. Die Anfangsstadien von Verletzungen sind kritisch, daher ist es umso besser, je früher sie angewendet werden können. In solch schweren Fällen ist die fortgesetzte Anwendung der Kältetherapie zusammen mit einem kontrollierten Bewegungsprogramm für die Genesung entscheidend und beschleunigt den Rehabilitationsprozess.
HINWEIS: WENDE DIE KÄLTETHERAPIE IMMER IN VERBINDUNG MIT TIERÄRZTLICHEM RAT AN. WENN SCHWERERE FÄLLE VON SYMPTOMEN ANDAUERN, KONSULTIERE SOFORT DEINEN TIERARZT.

WÄRMETHERAPIE: Die Wärmetherapie ist ideal, um die Durchblutung eines bestimmten Körperbereichs zu fördern, Entzündungsrückstände zu beseitigen, den Nährstofffluss und damit die Heilung zu fördern. Wärme kann auch vor dem Training und bei Pferden, die unter Arthritis leiden, nützlich sein. Die Anwendung von Wärme kann die Elastizität der Weichteile, die Flexibilität und die Geschmeidigkeit der Muskeln während des Trainings erhöhen. Wärme wirkt auch als vorübergehendes Schmerzmittel und lindert Schmerzen. Wärme sollte nach einer Verletzung schrittweise in das Erholungsprogramm deines Pferdes aufgenommen werden. Zu viel Wärme zu früh kann zu Blutungen führen. Bei Schwellungen solltest du Wärme erst anwenden, wenn 24 Stunden lang keine Schwellung mehr zu beobachten ist. Wechsle zwischen Wärme- und Kältetherapie ab, indem du die Dauer der Wärmeanwendung allmählich erhöhst und die Anwendung der Kältetherapie pro Sitzung reduzierst, um den Übergang zur reinen Wärmetherapie zu ermöglichen.
Waschanleitung: Entferne die Gelpacks, schließe die Klettverschlüsse und wasche den THERMOBOOT in einem Waschbeutel bei 30°. Reinige die Gelpacks mit warmem Wasser und milder Seife.